

Gluta 固定液(电镜专用, 2.5%)非无菌

Glutaraldehyde, 2.5%(EM Grade) Non-sterile



产品详情

产品货号	产品名称	储存条件	保质期
F12885	Gluta 固定液(电镜专用, 2.5%)非无菌	2-8℃避光	2 年

产品简介:

- 1.固定的目的在于保存细胞和组织的原有形态结构, 固定剂能阻止内源性溶酶体酶对自身组织和 细胞的自溶、抑制细菌和霉菌的生长。固定剂通过凝固、生成添加化合物等使蛋白质内部结构发生 改变, 从而使酶失活。固定剂对细胞核细胞外成分发生物理改变。固定液主要分为醛类固定液、汞类固定液、醇类固定液、氧化剂类固定液、苦味酸盐类固定液等, 较为常用的是醛类中的福尔马林、醇类中的乙醇。Gluta 固定液会引起蛋白质 α -螺旋结构变形, 不利于过氧化物酶染色。Gluta 固定液固定速度快, 渗透力差。
- 2.Gluta 固定液的 pH7.2~7.4, 该固定液对细胞核、细胞浆的细微结构固定效果好, 经常用于电镜标本的固定。

储存与保存:

- 1.保存: 2-8℃, 避光
- 2.有效期: 2 年, 开封后建议 6 个月用完

注意事项:

- 1.本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
- 2.为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。
- 3.实验结果可由多种因素影响, 相关处理只限于产品本身, 不涉及其他赔偿。

免责声明: 本公司将不为任何不正常使用此产品时所发生的意外负责。

北京伊事达科技有限公司

电话: 13564444959

官网: www.followme-shop.com

地址: 北京市海淀区东北旺西路58号尚科办公社区C区一楼



公众号



客 服