

1×PBS 缓冲液  
(0.01mol/L,PH7.2-7.4,无钙镁,无菌,细胞培养)



产品详情

| 产品货号    | 产品名称                                       | 储存条件 | 保质期 |
|---------|--|------|-----|
| EM01020 | 1×PBS 缓冲液(0.01mol/L,PH7.2-7.4,无钙镁,无菌,细胞培养) | 室温   | 1 年 |

基本信息：

|        |  |
|--------|--|
| 中文别名   | 1×PBS 缓冲液(0.01mol/L,PH7.2-7.4,无钙镁,无菌,细胞培养) |
| 外观(性状) | 透明液体                                       |

产品简介：

PBS(Phosphate Buffered Saline)即磷酸盐缓冲液，能够提供相对稳定的离子环境和 pH 缓冲能力，是生物学中经常使用的缓冲盐溶液，与人体血液等渗，可用于分子克隆及细胞培养等。主要成分为磷酸二氢钾、磷酸氢二钠、以及氯化钠，不含钙、镁和酚红，pH 为 7.2-7.4。本产品为 1×工作液，经过除菌处理，可直接使用。

操作步骤(仅供参考)：

按实验具体要求操作

注意事项：

- 1.在使用 PBS 的过程中要特别注意避免溶液被微生物污染。
- 2.PBS 在低温情况下可能会产生沉淀。如果发现有沉淀产生，请置于 37℃水浴至完全溶解后再使用。
- 3.我司生产的生化试剂如无特殊标注，基本为非无菌包装，若用于细胞实验，请提前做好预处理。需低温保存的产品，一旦配成溶液，请分装保存，避免反复冻融造成的产品失效。

- 4.本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
- 5.为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。
- 6.实验结果可由多种因素影响，相关处理只限于产品本身，不涉及其他赔偿。

**免责声明：本公司将不为任何不正常使用此产品时所发生的意外负责。**

北京伊事达科技有限公司

电话：13564444959

官网：[www.followme-shop.com](http://www.followme-shop.com)

地址：北京市海淀区东北旺西路58号尚科办公社区C区一楼



公众号



客 服